



VERDADEIRAMENTE COMPLETO

LAURA XL

Analizador para Urinálise completa
Automático - COM IMAGENS
Capacidade para 160 testes/hora

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VANTAGENS

- Sistema híbrido com análise química e análise de sedimentos
- Módulo de trabalho único e automatizado
- Proteção ativa das tiras contra umidade
- Não é necessário centrifugar a amostra
- Cubetas de medição reutilizáveis e utiliza poucos consumíveis
- Software amigável e flexível (configurações para unidades do laboratório)
- Economia de tempo para o usuário (tempo de manuseio e preparação por centrifugação)

MODOS DE ASPIRAÇÃO

Automático - Racks para tubos primário e adaptador para microvolumes. Aspiração 2,0 a 0,9 mL

CICLO COMPLETO

Análise Química em tiras reativas. Tira uma foto da tira para o operador

Análises de cor e turbidez. Absorção, dispersão de luz

Análises de sedimento. Microscopia automática com análises de imagens

23 - PARÂMETROS IDENTIFICADOS AUTOMATICAMENTE

1. RBC total / glóbulos vermelhos normais (RBC /hRBC)
 2. Equinócitos 'dismórficos' RB (dRBCE)
 3. Fantasmas dismórficos e/ou hemácias semi-lisadas (dRBCg)
 4. Dismórficos Acantócitos RBC (dRBCa)
 5. Outros glóbulos vermelhos dismórficos (dRBC)
 6. Glóbulos Brancos (WBC)
 7. Aglomerados de glóbulos brancos (WBCc)
 8. Células Epiteliais Escamosas (SQEP)
 9. Todas as outras células epiteliais (NSE)
 10. Cilindros hialinos (HYA)
 11. Todos os cilindros patológicos (CASTS)
 12. Oxalato de cálcio di-hidratado (CaOX)
 13. Cristais de Fosfato Triplo ou Fosfato de Magnésio (TRIP)
 14. Cristais de fosfatos de ácido úrico (UA)
 15. Monohidrato de Oxalato de Cálcio (mCaOx)
 16. Cristais amorfos (AMO)
 17. Pequenos cristais não identificados (CRYS)
 18. Bactérias em forma de bastão (BAAC)
 19. Bactérias cocos (BACC)
 20. Aglomerados de bactérias (BC)
 21. Levedura (única, brotando, hifas) (YST)
 22. Espermatozóides (SPRM)
 23. Muco (MUC)
- Elemento não classificado (UNCC)

DIMENSÃO E PESO

943 mm (Largura)

870 mm (Altura)

563 mm (Profundidade)

70 kg



REQUISITOS DE ENERGIA

A.C.100-240V; ≤300VA; 50/60 Hz

Importado
ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL
32.190.515/0001-98

Distribuído
DINNAMO DIAGNÓSTICO
21.493.338/0001-00
www.dinnamo.com



dinnamo
diagnóstico



47 9 9129-2595



Joinville/SC

